

**1) MEMÒRIA TÈCNICA DE
SEGUIMENT DEL
MANTENIMENT I LES
INTERVENCIONS.
(LOTS 1 - 4)**

Cardiosos es responsabilitza en mantenir els aparells desfibril·ladors en el seu estat més òptim per el seu bon funcionament en tot moment, duent a terme un manteniment preventiu i correctiu per a que els desfibril·ladors puguin ser utilitzats en les especificacions que marca el seu fabricant i assegurant les seves bones prestacions durant el període d'utilització. Per tant, el servei de manteniment inclourà una bona assistència tècnica i bon manteniment preventiu.

Cal tenir en compte que en els lots 1 i 2, corresponents a subministraments en règim de compra el servei de manteniment està inclòs únicament durant un any a partir de la data d'adquisició de l'aparell, mentre que en el lots 3 i 4, corresponents a subministraments en règim d'arrendament, aquest servei de manteniment es prestarà durant tota la vigència del contracte.

Cardiosos realitzarà un seguiment de manteniment exhaustiu de tots els aparells i complements de manera presencial:

ACTUACIONS PRESENCIALS

Tipologies d'intervencions habituals

El fabricant (Heartsine Technologies, Inc.) indica que els equips realitzen autocheckings, per tant no és imprescindible una revisió periòdica per part d'un tècnic. Tot i així, el nostre equip tècnic, **ANUALMENT**, revisarà presencialment cada desfibril·lador en el lloc a on estigui situat i realitzarà el manteniment i les comprovacions que consideri necessàries garantint el correcte funcionament i operativitat de cada equip DEA. Així mateix també realitzarà el manteniment preventiu i aplicarà les mesures correctives necessàries per el bon funcionament de la resta dels seus components.

Alhora també tindrà cura del bon estat de les senyalitzacions d'espais Cardioprotegits existents i les reposarà en el cas de que sigui necessari.

Quan es realitzi la revisió pel nostre tècnic, es substituirà qualsevol component que estigui caducat, bateria i/o elèctrodes en la màxima celeritat, màxim 4 hores.

Els equips tenen un únic fungible, el pad-pak (conjunt d'elèctrodes i bateria) que s'ha de canviar quan s'utilitzi l'aparell amb algun pacient o en la seva data de caducitat reflexada en el propi pad-pak. **CARDIOSOS substituirà aquest pad-pak abans de la seva data de caducitat millorant el marcat pel fabricant. Aquesta substitució es farà de forma gratuïta i inclosa en el servei de manteniment durant el primer any en el cas dels lots 1 i 2 (subministrament en regim de compra) i durant tota la vigència del contracte en el cas dels lots 3 i 4 (subministrament en regim d'arrendament)**

Cardiosos disposa d'aparells DEA, material fungible i/o peces o elements suficients per reposar qualsevol material caducat o danyat. En el cas que sigui necessari Cardiosos substituirà danyat per un altre equip d'iguals prestacions.

Cardiosos guarda en la seva base de dades l'històric de tots els informes de manteniment i descàrregues realitzades per aparell DEA i número de sèrie.

Cardiosos compta amb la **ISO 9001** garantint així una correcta gestió de qualitat.

Les intervencions habituals que es duran a terme són:

- Reposició del DEA en cas del seu ús.

En cas d'utilització del desfibril·lador, Cardiosos realitzarà un manteniment in situ per recertificar l'aparell i deixar-lo en bon estat per si s'hagués de tornar a utilitzar. En el suposat cas que l'aparell tingui algun problema, es substituirà per un altre aparell de les mateixes prestacions. Tota aquesta actuació en cas d'utilització del DEA, es farà entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació. A partir d'aquí, un cop acabada l'actuació s'enviarà un informe amb les dades que s'hauran descarregat del desfibril·lador juntament amb un informe mèdic explicatiu de la seqüència de l'activitat de l'equip. Per últim, s'enviarà el report a les entitats corresponents.

- La reposició dels pegats en cas del seu ús.

En cas d'utilització del DEA, Cardiosos reposarà els pegats i la bateria en un termini màxim de entre 1 i 4 hores depenent de la seva ubicació.

- La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat.

Cardiosos, procedirà a la substitució dels pegats abans de la data de caducitat indicada pel fabricant.

El programa de gestió utilitzat per Cardiosos, ens permet tenir el control de les caducitats de tots els components del DEA.

- Lliurament de l'informe d'operativitat de l'equip a l'entitat destinatària o destinàries.

Cardiosos, disposa d'un programa de gestió de manteniment que ens permet planificar, controlar i fer el seguiment de tots els aparells en temps real. El dia 20 de cada mes el programa i segons la periodicitat o caducitat de cada aparell/elèctrodes crea les tasques que s'han de realitzar el mes següent: (manteniments, caducitats)

Setmanalment es planifiquen i coordinen amb el client i s'assignen al tècnic les tasques de revisió a realitzar cada dia. Al finalitzar la intervenció, el nostre tècnic a través de la PDA, envia al client l'albarà conforme s'ha realitzat la intervenció, deixant així constància que la revisió s'ha realitzat. Posteriorment i un cop verificat l'albarà que ens facilita el tècnic, s'envia al client per correu electrònic l'informe amb totes les comprovacions que s'han realitzat i si s'escau amb les correccions a fer.

****Adjuntem informe emès després d'una intervenció-Annex 1***

Tabla de estados

	Pendiente		Iniciado		Interrumpido
	Imposible		Finalizado		Verificado
	Facturado		Cerrado		

Clientes Configuración Proyectos Mantenimiento Almacén Presupuestos Comerciales
 Proveedores Generar Tareas Procesar Sel. Facturación Técnicos Informes Docs/Videos

Sel. Día Hoy Buscar tarea Opciones 219

Estimados usuarios de Gestiona3w, desde el 15 de junio al 15 de septiembre nuestro horario de atención telefónica será de 09:00 a 14:00, mediante el número de teléfono 91 545 40 44. Fuera de ese horario pueden contactar con soporte técnico a través de la dirección de correo electrónico control@gestiona3w.com

Intervalo de fechas mostrado: 05 /07/2021 - 09 /07/2021.

Técnico: DANIEL GARCÍA CRUZ

(lun) 05/07/21 (mar) 06/07/21 (mié) 07/07/21 (jue) 08/07/21 (vie) 09/07/21

No asignados 16
 Rechazados 1

1570 01/07/2021 (1080) Casal Montserra... ELS HOSTALETS D Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT TI	1522 01/06/2021 (1021) Ajuntament De J... JUNCOSA Eq.1 MANTENIMENT ANUAL	1381 01/05/2021 (1059) Ajuntament De ... Foradada Eq.1 MANTENIMENT ANUAL	1560 01/07/2021 (522) Institut Damia Ca... MATARO Eq.1 CONTRACTE CARDIOPROTECCIO TI	1559 01/07/2021 (520) Aretex, S.a. ARENYS DE MAR Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI
1299 01/04/2021 (1034) Ajuntament De ... VALLBONA D 'ANOI Eq.1 MANTENIMENT ANUAL	1489 01/06/2021 (376) Ajuntament De L... La Pobla de Cér Eq.1 MANTENIMENT ANUAL	1552 01/07/2021 (354) Ajuntament De C... CERVERA Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI	1517 01/06/2021 (1015) Inst. Esportiva E... BARBERA DEL VAL Eq.1 CONTRACTE CARDIOPROTECCIO TI	
1293 01/04/2021 (997) Ajuntament De V... VALLBONA D 'ANOI Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI		1550 01/07/2021 (352) Ajuntament De C... CERVERA Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI	1509 01/06/2021 (1007) Biblioteca Muni... BARBERA DEL VAL Eq.1 CONTRACTE CARDIOPROTECCIO TI	
1294 01/04/2021 (998) Ajuntament De V... VALLBONA D 'ANOI Eq.1 MANTENIMENT ANUAL		1545 01/07/2021 (347) Ajuntament De C... CERVERA Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI	1510 01/06/2021 (1008) Camp De Futbol... BARBERA DEL VAL Eq.1 CONTRACTE CARDIOPROTECCIO TI	
1295 01/04/2021 (999) Ajuntament De V... VALLBONA D 'ANOI Eq.1 CONTRACTE		1553 01/07/2021 (370) Ajuntament De C... CERVERA Eq.1 CONTRACTE MANTENIMENT NI	1512 01/06/2021 (1010) Centre Municipa... BARBERA DEL VAL Eq.1 CONTRACTE	


Pantalla de control de manteniments

Per tal d'emetre el certificat de funcionament per al client, detallem les comprovacions realitzades per el nostre tècnic un cop realitzat el Test de Diagnosi de l'aparell:

- Inspecció visual de l'aparell i verificació que les parts d'aquest estan en bon estat i són utilitzables
- Activació de tots els llums LED per comprovar-ne el funcionament
- Comprovació de l'altaveu i Beep audible
- Comprovació caducitat dels elèctrodes i la bateria
- Comprovació senyalització i estat del suport (vitrina-tòtem-columna)
- Comprovació de càrrega del capacitor (càrrega per a SHOCK)
- Es netejarà l'aparell, la vitrina o suport on estigui el DEA i tots els seus components per a que físicament i tècnicament estiguin sempre en bon estat.

El tècnic que s'encarregui del control realitzarà algunes d'aquestes proves a través d'un programa informàtic específic, connectant l'aparell DEA al seu ordinador portàtil.

Un cop realitzat el control, s'emetrà un informe diagnòstic que supervisarà el Doctor Marc Bausili; on es dictaminarà si l'aparell DEA està en condicions òptimes, o s'ha de realitzar alguna reparació vist l'informe tècnic inicial.



Amb el programa de verificació també es podran aplicar personalitzacions segons les necessitats del client i extreure informes d'utilització en cas d'ús.



CARDIOSOS disposa d'un equip tècnic disponible **24 hores** per poder resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en els aparells desfibril·ladors. Així mateix també compta amb un conveni de col·laboració com a servei tècnic i una estreta relació professional amb l'empresa ADIEMED sent aquesta distribuïdora oficial dels aparells DEA Samaritan 350P i comptant també amb un equip tècnic d'especialistes en el funcionament i manteniment d'aquests aparells a nivell estatal.

****Adjuntem document on es certifica que ADIEMED és la nostra empresa subministradora de DEA i del servei tècnic d'aquests – Annex 2***

- Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l'administració competent en matèria de salut.

En el cas d'utilització del desfibril·lador, el nostre tècnic, descarregarà totes les dades que durant l'actuació l'aparell haurà registrat. Aquestes dades són d'un interès vital, sobretot en cas de vida, pels cardòlegs competents que hagin d'actuar un cop hospitalitzat el pacient. Aquestes dades s'entregaran a l'autoritat competent en matèria de salut (hospital de referència) amb el previ consentiment de la família respectant així la llei de protecció de dades o en el cas que l'autoritat competent ho sol·liciti s'enviarà l'informe encriptat.

- Inspecció visual i neteja de l'equipament.

En totes les revisions periòdiques el nostre equip tècnic a més de les accions detallades en l'apartat del lliurament de l'informe de operativitat de l'equip netejarà tant el DEA, la vitrina en el lots en que incloguin servei d'instal·lació (lots 2 i 4) i comprovarà que tots els components estiguin en bon estat tant físicament com tècnicament.

- Previsió per la reposició del DEA en el cas de mala utilització.

CARDIOSOS reposarà els DEA encara que s'hagin pogut danyar per un mal ús. Així doncs, independentment de les causes, CARDIOSOS reposarà l'aparell en un temps de entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació d'aquest. Aquesta reposició no tindrà cap cost per el client.

De la mateixa manera, els nostres tècnics de manteniment repararan o substituiran si és necessari la vitrina o suport en cas que hi hagi danys i independentment de quina sigui la causa.

També reposarem tota la senyalística en cas d'estar danyada.

L'experiència ens diu que els aparells ubicats a la via pública requereixen d'un manteniment més complert, doncs és habitual que les vitrines i la senyalització pateixin cops, pintades, etc. Totes les accions correctives es faran en un marge d'entre 1 i 4 hores des de el moment que el client ens avisi del succés o que els nostres mateixos tècnics ho detectin.

- Gestió d'incidències

L'objectiu de Cardiosos és establir amb tots els seus clients un mecanisme de comunicació àgil, amb l'objectiu de reduir al mínim l'exposició de la població a la manca d'un aparell desfibril·lador degut al seu ús o averia. Cardiosos entén com a eina bàsica una bona comunicació amb els seus clients en cas d'utilització d'un DEA per a que tots els agents estiguin informats i s'actuï correctament i seguint les normatives en matèria de cardioprotecció i salut vigents en aquest moment. És per aquest motiu que és molt important establir un protocol amb unes línies clares

de comunicació entre l'empresa que ofereix el servei de cardioprotecció i les entitats destinatàries.

➤ *Protocol de comunicació en cas d'utilització del dea*

1. En el moment de l'entrega dels aparells, Cardiosos com empresa responsable dels mateixos, entregarà al client, i si aquest ho vol als diferents cossos de protecció i fins i tot als hospitals de referència i SEM, un llistat amb els contactes de les persones responsables del bon funcionament de la cardioprotecció de referència. Aquests contactes sempre seran 3 més la oficina central:
 - * Tècnic de manteniment (noms, telèfon i correu)
 - * Tècnic comercial (noms, telèfon i correu)
 - * Responsable mèdic (noms, telèfon i correu)
 - * Oficina central Cardiosos per gestions varies (telèfon i correu)
2. Si s'utilitza el desfibril·lador, el client, ja sigui l'ajuntament o els primers intervinents com poden ser els agents de policia, protecció civil, mossos, etc... un cop hagin actuat, es posaran en contacte amb l'empresa responsable de manteniment mitjançant els responsables anteriorment citats.
3. En un temps d'entre 1 i 4 hores, els responsables de Cardiosos aniran a la població a buscar l'aparell desfibril·lador per fer la descàrrega de dades, fer el manteniment i recertificar l'aparell i canviar el kit d'elèctrodes i bateria utilitzats. En el cas que l'aparell amb els elèctrodes hagi marxat amb la víctima cap a l'hospital, els nostres tècnics aniran fins el mateix a fer la descàrrega de dades i a fer el manteniment de l'aparell. En aquest cas, prèviament, substituïrem l'aparell utilitzat per un altra aparell fins que es faci la revisió.
4. Un cop descarregada totes les dades del desfibril·lador, el nostre cap mèdic, farà un informe que adjuntarem amb totes les dades del desfibril·lador.
5. Es demanarà permís a la família de la víctima per poder donar trasllat als agents de la salut oportuns, com són els metges de l'hospital on ha estat traslladada la víctima.
6. S'enviarà l'informe als agents de la salut.
7. S'enviarà al client la fitxa de manteniment certificat el bon funcionament de l'aparell de nou.

▪ *Protocol de comunicació en cas d'avaría o altres circumstàncies*

1. En el moment en que es detecti presencialment una averia de l'aparell o vitrina, si qui ho detecta és un agent extern a l'empresa, s'avisarà a la mateixa utilitzant un dels contactes abans descrits en el protocol anterior.
2. En un temps entre 1 i 4 hores els responsables de Cardiosos aniran a la població a solucionar el problema.
3. Un cop solucionat el problema, el nostre tècnic emetrà un informe que enviarà posteriorment al client, via correu electrònic.
4. Paral·lelament i un cop solucionat el problema, el nostre cap mèdic enviarà el certificat de bon funcionament de l'aparell.


En cas de robatori, un cop arribi la comunicació via telèfon o bé via correu electrònic, ens desplaçarem a l'emplaçament de l'aparell amb un aparell nou per substituir-lo i es farà entrega al client de la corresponent documentació amb la comunicació de la substitució.

En el cas que s'hagi de substituir l'aparell, sempre es farà la inscripció de l'aparell als registres corresponents i es donarà de baixa l'aparell anterior. Un cop tinguem el document oficial de la Generalitat, l'enviarem al client perquè en tingui constància.

Adjuntem diagrama on es justifica el procediment per la gestió de les esmentades actuacions presencials: (pàgina següent)

El temps de resposta del nostre servei tècnic s'aplicarà per igual els 365 dies de l'any. Cardiosos disposa del número de telèfon gratuït 900924942 d'assistència 24 hores.

**Diagrama d'actuacions presencials en cas d'utilització d'un DEA
o en cas d'un manteniment normal**



2) MEMÒRIA TÈCNICA DE SENYALITZACIÓ I CAMPANYES D'INFORMACIÓ.

- Pla de senyalització dels espais on s'instal·lin els DEA, (segons lot sol·licitat)

Cardiosos proposa diferents formats per adaptar-se tan a l'espai públic com a equipament amb la finalitat d'identificar la xarxa dels DEA existents en el municipi/territori.

- Cartells col·locats en el lloc on hi ha el desfibril·lador instal·lat i cartell informatiu, segons cartellera homologada a nivell europeu per l'ERC (European Resuscitation Council), amb opció de escollir dues mides, segons l'espai on hi hagi el DEA instal·lat. Aquest cartell tant pot anar a l'interior com a l'exterior.



- * Senyal luminescent classe B "DESA"
- * Dimensions (297x210mm) (30x40mm)
- * Material PVC rígid de 0,8 mm de gruix
- * Pictograma segons norma UNE 23033
- * Mides segons norma UNE 23034 i CTE DBSI
- * Luminescència segons norma UNE 23035/1/2/4 Classe B

- Per els espais interiors Cardiosos col·locarà un adhesiu en la entrada del recinte a on estigui ubicat l'aparell per tal d'informar que és un espai cardioprotegit.



- Totes les nostres vitrines i suports porten a la part frontal un cartell informatiu i adhesiu amb codi QR que ens porta directament a visualitzar un vídeo demostratiu de com actuar davant d'una persona que està patint una aturada cardiorespiratòria (com fer una RCP, com utilitzar el DEA,...)



- Per tal de donar visibilitat als DEA instal·lats a la via pública o a dins de qualsevol equipament amb poca visibilitat, s'instal·laran cartells de senyalització amb el símbol del DEA (cor amb símbol descàrrega) i fletxes que ens indiquin la direcció on es troba l'aparell. En el cas que el client ho sol·liciti, en els cartells es pot indicar la direcció, i inclús els metres, que hi ha fins arribar al DEA, facilitant el màxim la localització de l'aparell.



- En el cas que el desfibril·lador estigui ubicat en un vehicle, es proporcionarà un adhesiu per tal de poder-lo identificar com a vehicle cardioprotegit.



- Pla d'informació i sensibilització a la ciutadania

Cardiosos proposa com a pla per les accions de difusió i sensibilització de la ciutadania en l'atenció de primers auxilis i utilització del DEA :

- Presentació pública a través de la premsa local i comarcal i als mitjans de comunicació. Roda de premsa dinàmica que pot ser fins i tot al peu d'un dels desfibril·ladors amb una posterior demostració.

MITJÀ	ACCIONS A REALIZAR
PREMSA LOCAL	Enviament de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i seguiment.
PREMSA COMARCAL	Enviament de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i seguiment.
PREMSA DIGITAL	Notícies a les web de Cardiosos, de l'Ajuntament en qüestió i als diaris digitals
PREMSA (altres)	Enviaments de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i seguiment. Contacte Catalunya Radio, RAC 1, La Vanguardia, El País, Diari Ara, El Periódico, El Punt avui.
RADIO LOCAL	Entrevista radiofònica amb la direcció de Cardiosos en la que s'explicarà què és un DEA, com s'utilitza i explicarà que el municipi en qüestió està cardioprotegit.
XARXES SOCIALS	Difusió a les Xarxes Socials (Twitter, Facebook, Instagram i LinkedIn),

- Facilitar el disseny d'un tríptic informatiu de la ubicació dels desfibril·ladors, el funcionament i de la importància d'aquests. En el cas de sol·licitar-ho la impressió anirà a càrrec del client.

*** Adjuntem model tríptic – Annex 3**

- Realitzar xerrades informatives de sensibilització sobre la importància dels primers auxilis i utilització del DE, per tal de conscienciar a la població de la importància de la cardioprotecció en els municipis.
- Presència en les diferents fires multisectorials de la població amb estand informatiu i demostracions a la població.

- Cardiosos donarà d'alta gratuïtament a la APP CARDIOCITY 112 tots els equips que siguin contractats a través de qualsevol dels lots. (1-4). Així mateix i si el client ho desitja podrà contractar el servei, per tal de facilitar-li un enllaç perquè pugui incorporar-lo a la seva web, donant visibilitat a la ubicació dels aparells ubicats al seu municipi.
- Cardiocity112, és una aplicació per a smartphone que pot ajudar a salvar una vida. Tant en la presentació als medis de comunicació com a les xerrades que es faran a la població, s'exposarà que el municipi en qüestió formarà part del mapping de "Ciutats Cardioprotegides" a la única APP existent a Catalunya que recull la GEOlocalització de tots els DEA



PISCINA LES COMES

CARLES RIBA 68
08700 IGUALADA

COL·LEGI MONALCO

CARRETERA MANRESA 117
08700 IGUALADA

EDIFICI IGNOVA

LLEIDA 78
08700 IGUALADA

ANNEX 1

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
ALBARÀ

FULL D'INTERVENCIÓ I ASSISTÈNCIA N°: 2101760

DATA d'Intervenció: 03-08-2021
Número demanat client:
La nostra referència: 1760
Tècnic/s: DANIEL GARCÍA CRUZ

Descripció dels Treballs Realitzats sobre els
sistemes detallats

CLIENT:

Nom: CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, S.L. (3272)
Telèfon: ::

Treball realitzat a:

CENTRE: CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, S.L. (802)

Domicili: - ()
Contacte: Tlf:
E-Mail:

DETALL

REFERÈNCIA	Descripció del Sistema / Equip	Operació realitzada	Quantitat
DES	DESFIBIL·LADORS	REVISIÓ	1

Tècnic: DANIEL GARCÍA CRUZ



En compliment de la de la LLEI ORGÀNICA 3/2018 de 5/desembre, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS, els informem que les seves dades seran tractades convenientment segons allò que disposa a la mateixa, és a dir s'implementaran mesures tècniques de seguretat i organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament de la companyia. Per això formen part d'un fitxer, arxiu la titularitat del qual és Cardiosos Global Protection, S.L. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació, portabilitat i oblit a la direcció següent: Av. Europa - cantonada Abat Oliba (local 8) - 08700 Igualada (Barcelona).

Av. Europa cantonada amb c/ Abat Oliva, local 8 - 08700 Igualada (Barcelona) - Telf. 93 805 50 22 - cardiosos@cardiosos.com

Cardiosos Global Protection, S.L. con C.I.F.: B-66164930.
R.M. Barcelona (Tomo: 44093 - Folio: 215 - Hoja: B-446794 - Inscripció: 1ª)

DESFIBIL·LADORS - Informe amb el detall de la revisió realitzada

DESFIBIL·LADORS - Contracte REGISTRE CANCEL·LAT - Dades de l'equip i resultat de la inspecció	
Contracte	REGISTRE CANCEL·LAT
Nombre De Sèrie	16D00954743
Tipus de Equip	SEMI-AUTOMÀTIC
Proveïdor	HEARTSINE
Model	PAD 350P
Ubicació	AV. Europa, 8, local 11
Data Instal·lació	01/01/2000
Comprovació Externa De L'Equip	Correcte
Kit Socors	Correcte
Elèctrodes Adult - Lot	A4040
Elèctrodes Adult - Cad	31/12/2024
Elèctrodes Adult	Correcte
Elèctrodes Pediàtrics - Lot	P4040
Elèctrodes Pediàtrics - Cad	31/12/2024
Elèctrodes Pediàtrics	Correcte
Bateria - Lot	A4040
Bateria - Cad	31/24
Bateria	Correcte
Buidatge Memòria	Correcte
Comprovació Icones Leds	Correcte
Comprovació Indicadors Acústics	Correcte
Comprovació Botó Descàrrega	Correcte
Comprovació Botó On / Off	Correcte
Comprovació Circuit De Càrrega	Correcte
Tòtem	Correcte
Vitrina Model	AVIA 220
Vitrina	Correcte
Monitor Tv	Correcte
Actuacions realitzades	MANTENIMENT ANUAL FUNCIONAMENT CORRECTE
Recomanacions i millores proposades	
Observacions relatives a anomalies detectades	

Cardiosos Global Protection, S.L.


cardioSOS
global protection™
B-66164930

En compliment de la de la LLEI ORGÀNICA 3/2018 de 5/desembre, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS, els informem que les seves dades seran tractades convenientment segons allò que disposa a la mateixa, és a dir s'implementaran mesures tècniques de seguretat i organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament de la companyia. Per això formen part d'un fitxer, anxiu la titularitat del qual és Cardiosos Global Protection, S.L. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació, portabilitat i oblit a la direcció següent: Av. Europa - cantonada Abat Oliva (local 8) - 08700 Igualada (Barcelona).

Av. Europa cantonada amb c/ Abat Oliva, local 8 - 08700 Igualada (Barcelona) - Telf. 93 805 50 22 - cardiosos@cardiosos.com

Cardiosos Global Protection, S.L. con C.I.F. B-66164930.
R.M. Barcelona (Tomo: 44093 - Folio: 215 - Hoja: B-446794 - Inscripció: 1ª)

ANNEX 2

El Sr. JOAN BARRERO BATALLOSO amb DNI: 46682824T, en representació de l'empresa ADIEMED PREVENTION IN DIAGNOSTICS S.L, amb NIF: B63951172, com a importadora i distribuïdora nacional de la marca HEARTSINE SAMARITAN fa constar que l'empresa CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, S.L. amb NIF: B66164930, és distribuïdora autoritzada dels desfibril·ladors, consumibles i software de la marca HEARTSINE SAMARITAN, estant qualificada i autoritzada per realitzar la instal·lació i el manteniment de tots els aparells d'aquesta marca.



ANNEX 3

Vilanova del Camí, municipi cardioprotegit

Vilanova del Camí, prioritant l'atenció a les persones, s'aposta fermament per un projecte amb l'objectiu principal de salvar vides.

Sovint hi ha persones que mai han tingut una malaltia cardíaca reconeguda prèviament i, no obstant això, pateixen una mort sobtada. Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) la pot evitar. Per això, cada minut que passa és essencial i és important actuar amb immediatesa per salvar una vida.

Seguint les recomanacions del Consell Català de Ressuscitació (CCR), Vilanova del Camí esdevindrà un municipi cardioprotegit amb 6 DEA a l'abast de tothom i se'n facilitarà la difusió i la formació perquè la ciutadania els aprengui a utilitzar.

No cal ser un professional sanitari per salvar una vida davant d'un possible cas de mort sobtada. Els DEA són segurs, fiables i fàcils d'usar; per això, esdevenen un instrument imprescindible per evitar una mort d'aquest tipus.

Vilanova del Camí

L'alcaldeessa,
Noemí Trucharte



Ajuntament de
Vilanova del Camí

Plaça del Castell, 1
08788-Vilanova del Camí
Tel: 93 805 44 22

Vilanova del Camí, Municipi cardioprotegit

Junts podem salvar una vida!



Segueix la cadena de supervivència

cardioSOS
global protection



Av. Europa (cantonada Abat Olibà), loc. 8
IGUALADA, 08700 Barcelona
Tel. 93 805 50 22
www.cardiosos.com



Ajuntament de
Vilanova del Camí

Ubicació dels DEA

L'Ajuntament conjuntament amb CARDIOSOS ha treballat per fer de Vilanova del Camí un municipi cardioprotegit. Per aquest motiu, el nostre municipi comptarà amb un total d'11 desfibril·ladors.



- 1 Pavelló Municipal Can Titó
- 2 Camp de Fútbol Can Titó
- 3 Mercat St. Hilari
- 4 Centre Polivalent Can Papasseit
- 5 Escola Joan Maragall
- 6 Vehicle Policia Local (mòbil)
- 7 Vehicle Protecció Civil (mòbil)
- 8 Escola Pompeu Fabra
- 9 Local Federació Catalana de Fútbol
- 10 Centre Cívic Barri La Pau
- 11 Centre Innovació Anoia


Com s'utilitza un DEA?



COMPROVEU SI LA VÍCTIMA ESTÀ
CONSCIENTI SI RESPIRA.



TRUQUEU AL TELÉFON
D'EMERGÈNCIES 112 (donant la
màxima informació possible) I
CORREU A BUSCAR EL
DESFIBRIL·LADOR MÉS PROPER.
Porteu-lo al lloc dels fets




POSEU EN MARXA EL
DESFIBRIL·LADOR I SEGUIU LES
INSTRUCCIONS DE VEU. Agafeu els
pegats i enganxeu-los a la víctima
l'un, a la part dreta, sobre el pit, i
l'altre, a la part esquerra, entre el pit i
l'aixella, a la zona de les costelles.



SI L'APARELL DECIDEIX QUE ÉS
CONVENIENT FER LA DESCÀRREGA, els
avisarà per tal que no toqueu la
víctima mentre premeu el botó de
descàrrega.



SI LA PERSONA ES RECUPERA, EL DEA
DEIXARÀ D'ACTUAR. SI NO, L'APARELL
REALITZARÀ MÉS DESCÀRREGUES. En
aquests intervals practiqueu -si en
teniu nocions- les maniobres de
reanimació cardiopulmonar a la
víctima (30:2).



ESPEREU L'ARRIBADA DE
L'AMBULÀNCIA I NO DEFALLIU

